

Kurzanleitung Upload von DICOM-Daten von CD/DVD auf die Bilddatenplattform W&F (BDP) mit syngo.import

Version 1.0

Datum: 25.10.2019

Inhaltsverzeichnis


1. Voraussetzungen.....	2
2. Aufruf von import.....	2
3. Auswählen der DICOM-Daten.....	2
4. Ändern der Patientendaten.....	4
5. Hochladen der DICOM-Daten.....	5
6. Kontakt.....	5

1. Voraussetzungen

Das Programm syngo.import muss auf Ihrem PC installiert sein. Import ist ein Windows-Programm, das nur auf PCs mit dem Betriebssystem Windows ab Version 7 installiert und benutzt werden kann. Das Installationspaket kann von der BDP-Seite <https://akimbdp.meduniwien.ac.at> heruntergeladen werden. Für die Installation und Konfiguration des Programmes gibt es eine eigene Kurzanleitung.

2. Aufruf von import

Rufen Sie das Windows-Programm syngo.import auf Ihrem PC auf und loggen Sie sich mit Ihrer Med. Uni-Wien Benutzer-ID und Ihrem Passwort ein (1). syngo.import wird im Windows-Startmenü unter der Programmgruppe syngo.share aufgelistet.




3. Auswählen der DICOM-Daten


Legen Sie die CD/DVD mit den DICOM-Daten in das Laufwerk ein und wählen Sie in import das Laufwerk mit der eingelegten DICOM-CD/DVD aus (2).

In Bereich (3) werden nun alle auf der CD/DVD gefundenen DICOM-Serien aufgelistet.

Um alle Serien für das Hochladen hinzuzufügen, klicken Sie auf den „Alle hinzufügen“-Button (4). Sollen nur einzelne Serie hochgeladen werden, wählen Sie diese Serien per Mausklick aus und klicken dann auf den „Ausgewählte hinzufügen“.



Der darauf angezeigte Dialogfenster weist darauf hin, dass die Patientendaten aus den hochzuladenden DICOM-Daten übernommen wird. Das bedeutet, dass nicht nur PatientInnenamen, Geschlecht und Geburtsdatum übernommen werden, sondern auch die auf der CD/DVD zugeordnete Patienten-ID.



Quittieren Sie das Fenster durch Klicken auf „OK“.

5. Hochladen der DICOM-Daten

Die hochzuladenden DICOM-Serien werden nun im rechten Bereich aufgelistet (5).

Wählen Sie in der Auswahlliste „Destination“ den Ablagebereich auf der BDP aus, in den die Daten hochgeladen werden sollen (6).

Zum Hochladen der Daten klicken Sie auf den „Archivieren“-Button (7).

6. Kontakt

Bei Problemen können Sie uns gerne über

Tel.: +43 (0)1 40160-21212

Email: it4science@meduniwien.ac.at

kontaktieren.