

## HYGIENERICHTLINIE

AKH-KHH-RL-021

### Lagerung von Sterilgütern

gültig ab: 16.05.2013

Version 03

Seite 1 von 3

#### 1 GELTUNGSBEREICH UND ZWECK

Diese Hygienerichtlinie regelt die Lagerung von Sterilgütern.

#### 2 MITGELTENDE DOKUMENTE

- Sterilgutversorgung Richtlinie 18 (Arbeitskreis für Hygiene in Gesundheitseinrichtungen des Magistrats der Stadt Wien MA15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien)
- ÖNORM EN ISO 11607-1:2009

#### 3 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

AKH	Allgemeines Krankenhaus
e.h.	eigenhändig
HFK	Hygienefachkraft
IL	Institutsleiter/in
KHH	Klinisches Institut für Krankenhaushygiene
QB	Qualitätsbeauftragte/r
RL	Richtlinie

	Funktion	Name	Datum	Unterschrift
<b>Erstellt</b>	HFK	Andrea Foit	30.04.2013	e.h.
<b>Geprüft</b>	QB	Alexander Blacky	16.05.2013	e.h.
<b>Freigegeben</b>	IL	Elisabeth Presterl	16.05.2013	e.h.

## Lagerung von Sterilgütern

gültig ab: 16.05.2013

Version 03

Seite 2 von 3

## 4 TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG

Verpackungsart	Lagerung ungeschützt – in Regalen oder offenen Ablagen	Lagerung geschützt – in geschlossenen Schränken und Schubladen <sup>1</sup> oder im Sterilgutlager <sup>2</sup>
<b>Primärverpackung (Sterilbarrieresystem) wie Folien, Papierverpackung, Sterilgutcontainer</b>	Dient zur Bereitstellung und zum alsbaldigen Gebrauch  Gebrauch innerhalb von maximal 48 Stunden	6 Monate: sollte eine längere Lagerfrist erforderlich sein, kann ein „Lager- und Staubschutzbeutel“ eingesetzt werden
<b>Sterile, industriell gefertigte Einweggüter in geschlossener Schutzverpackung</b>	Vom Hersteller angegebenes Ablaufdatum	
<b>Sterile, industriell gefertigte Einweggüter in offener Schutzverpackung (z.B.: Entnahmeöffnung nicht wieder verschließbar)</b>	Zum alsbaldigen Gebrauch bis maximal 48 Stunden	Vom Hersteller angegebenes Ablaufdatum Sind keine eindeutigen Angaben vorhanden: 6 Monate, falls in Sterilgutlager mit dreistufiger Filterung gelagert <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Diese müssen staubdicht und leicht zu reinigen und desinfizieren sein.

<sup>2</sup> In Sterilgutlager mit einer mechanischen Belüftungsanlage der Raumklasse I oder II gemäß ÖNORM H 6020-1:1999 Teil 1 bzw. ÖNORM H 6020:2007 Schutzisolierung H2b (in beiden Fällen Filterung 1. Stufe: F7 2. Stufe: F8 3. Stufe: H13) kann auch eine Lagerung in Regalen als geschützte Lagerung betrachtet werden.

**Primärverpackung (Sterilbarrieresystem):** Die Mindestverpackung, die das Eintreten von Mikroorganismen verhindert und die aseptische Bereitstellung des Sterilgutes am Ort der Verwendung ermöglicht.

**Schutzverpackung:** Die äußere Verpackung, die eine kontaminationsfreie Entnahme des Sterilgutes nach der Lagerung sicherstellt (z.B.: Lager- und Staubschutzbeutel).

**Allgemeine Hinweise:**

- Vor dem Öffnen die Primärverpackungen von Sterilgut immer auf Beschädigung, Feuchtigkeit und Staubablagerung überprüfen!
- Bei Beschädigung oder Durchfeuchtung Sterilgut nicht mehr verwenden!
- Staubablagerung auf der Primärverpackung führt bei der Entnahme des Sterilgutes zur Kontamination!
- Folienverpackte Produkte nicht mit Gummiringen bündeln (Verletzung der Verpackung)!
- Beim Öffnen der Primärverpackung Behandlungsindikator und Ablaufdatum überprüfen!

## Lagerung von Sterilgütern

gültig ab: 16.05.2013

Version 03

Seite 3 von 3

**5   ÄNDERUNGEN**

Datum	Version	Änderung
01.10.2008	01	Erstellung, erste Freigabe
01.03.2010	02	Neues Layout und Änderung des Titels
30.04.2013	03	Gesamtes Dokument überarbeitet