

Korrektes Anlegen von Schutzmasken			SOP-1134-UZK
Version:	V2.0	Gültig ab:	Freigabe bzw. Freigabedatum
Erstellt von:	Feigl	Kontrollfrequenz:	Jährlich
Erstellt am:	23.03.2020	Gültigkeitsbereich:	Universitätszahnklinik Wien
Aktualisiert von:	Feigl	Geprüft durch QM:	Shokoohi
Aktualisiert am:	01.04.2020	Geprüft durch:	Imsirovic
		Freigabe am:	02.04.2020
		Freigabe durch:	Moritz

1. Zweck

Diese SOP beschreibt das Anlegen einer FFP2 oder FFP3 Mund-Nasenschutzmaske.

2. Geltungsbereich

Diese SOP gilt an der gesamten Universitätszahnklinik Wien.

3. Begriffe / Abkürzungen

MNS = Mund Nasen Schutz

4. Verantwortlichkeiten

Für das richtige Anlegen der Masken sind alle MitarbeiterInnen selbst verantwortlich.

5. Beschreibung

5.1 Maskentypen

Es gibt Masken mit Expirationsventil und ohne Expirationsventil (blaues rundes Teil).



Patienten: ohne Expirationsventil
 Personal: mit Expirationsventil



Produktionsspezifikation



Patient Personal

Die Bezeichnung FFP2 und FFP3 bzw. die Herstelldaten sind auf der Maske ersichtlich (Produktspezifikation).

Für Personal werden ausschließlich Masken mit Expirationsventil verwendet.


Patienten erhalten Masken ohne Expirationsventil.

5.2 Korrektes Anlegen der Schutzmaske

Die Masken müssen vor dem Betreten des Behandlungsbereichs angelegt und während des Aufenthaltes nach Möglichkeit nicht entfernt werden, da sonst Aerosole sich in dem Innenbereich anlegen können.

Nach dem Verlassen des Behandlungsbereichs, kann die Maske abgenommen werden.

So legt man die FFP2-Maske richtig an:



Nach dem Anlegen, kräftig ausatmen! Ein positiver Druck in der Maske muss spürbar sein. Beim Feststellen einer undichten Stelle positionieren Sie die Maske erneut (Haltebänder etc.). Wiederholen Sie den Vorgang bis die Maske dicht sitzt.



Abnahme der Maske



FFP3-Maske:

Die Masken müssen vor dem Betreten des Behandlungsbereichs angelegt und während des Aufenthaltes nach Möglichkeit nicht entfernt werden, da sonst Aerosole sich in dem Innenbereich anlegen können.

Nach dem Verlassen des Behandlungsbereichs, kann die Maske abgenommen werden.



Abnahme der Maske



5.3 Richtige Aufbewahrung von FFP2 und FFP3 Masken

Die FFP2 bzw. FFP3-Masken dürfen höchstens zu zwei Zyklen (vormittags / nachmittags oder vormittags / vormittags etc.) verwendet werden.

In der Zwischenzeit werden diese in einem nicht zugedeckten Behälter, jedoch von Staub und Unreinheiten geschützt, aufbewahrt.



Beschriftung der Maske zur
Wiedererkennung

6. Mitgeltende Dokumente

Keine